



*Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*  
*Ciudad de Guatemala, C. A.*

Dirección Postal: Apartado 349  
Teléfono 2232-6001 al 9

CASOS No. 11600  
Página No. 1

ACUERDO No. 5/2008

EL GERENTE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo número 12/2007 de fecha 26 de marzo de 2007, la Gerencia aprobó los siguientes listados: Listado de Material Médico Quirúrgico Menor, Listado de Material de Soporte para Rehabilitación, Listado de Insumos Consumibles y Accesorios, Listado de Oftalmología (Material y Equipo) Listado de Material Químico para Radiología, Listado de Instrumental Quirúrgico y Equipo y Listado de Material para Ortopedia.

Que el Doctor Eduardo René Méndez Sosa, Subgerente de Prestaciones en Salud, en Oficio 3730 del 30 de mayo de 2007, solicita a la Gerencia se efectúen modificaciones al Listado de Material Médico Quirúrgico Menor y Listados Complementarios.

Que mediante Providencia 593 del 02 de julio del 2007, los miembros del Comité Central de Material Médico Quirúrgico Menor, trasladan a la Subgerencia de Prestaciones en Salud, listado que contiene la propuesta de FE DE ERRATAS del Listado de Material Médico Quirúrgico Menor 2007.

Que el Departamento de Informática en Providencia número 158 del 31 de enero de 2008, envía el listado de los códigos modificados en la fe de erratas.

Que de acuerdo con lo que establecen los Artículos 46 de la Ley de Contrataciones del Estado y 25, inciso d) de su Reglamento, también es necesario tener un listado básico oficial de estos bienes, a fin de que los Ministerios de Finanzas Públicas y de Salud Pública y Asistencia Social, los incluyan dentro del listado de Contrato Abierto.

POR TANTO:

El Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades legales que le confieren los Artículos 15 del Decreto 295, del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 83 y 167 de los Acuerdos 466 y 473 de Junta Directiva, respectivamente,





*Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*  
*Ciudad de Guatemala, C. A.*

Dirección Postal: Apartado 349  
Teléfono 2232-6001 al 9

CASOS No. 11600  
Página No. 2

ACUERDO No. 5/2008


ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar la FE DE ERRATAS mediante la cual se hacen correcciones al LISTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR 2007, aprobado mediante Acuerdo de Gerencia número 12/2007 de fecha 26 de marzo de 2007; la cual consta en seis (6) hojas impresas únicamente en su lado anverso, que están debidamente firmadas y selladas por el Jefe del Departamento de Informática y forman parte de este acuerdo.

ARTÍCULO 2. La Subgerencia de Prestaciones en Salud, instruirá la impresión de la Fe de Erratas aprobada en este acuerdo, así como lo hará del conocimiento y divulgación de quienes corresponda.

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo cobra vigencia en el mismo día de su emisión.

Dado en la Ciudad de Guatemala, cinco de febrero de dos mil ocho.

  
Lic. ALFREDO ROLANDO DEL CID PINILLOS  
Gerente



FE DE ERRATAS

(CORRECCIONES AL LISTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR)

CORRECCIONES EFECTUADAS SOBRE LISTADO GENERAL (PRIMER SEGMENTO DE DOCUMENTO) EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN.

CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
6344	2	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4" X 4", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Apósito	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4" X 4" o 4" X 5", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Apósito	Amplía rango de medida
8631	8	GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 Fr. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Guía	GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 18 Fr. o 21 Fr. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Guía	Amplía rango de medida
10722	8	GUÍA PARA CATÉTER SUBCLAVIO. TAMAÑO 21 Fr. METÁLICA, HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	OMITIR ESTA DESCRIPCIÓN EN ESTE CÓDIGO	Se corrige duplicidad de código y queda como se indica abajo.
10722	37	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 22 Fr LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	CÁNULA NASOFARÍNGEA No. 22 Fr LÍNEA RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	Se mantiene igual
6913	12	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20 CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Sonda	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL.	INCLUSIÓN DE DIMENSIONAL SOBRE GROSOR DE LA SONDA
6242	12	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 22 CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Sonda	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 22 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL.	INCLUSIÓN DE DIMENSIONAL SOBRE GROSOR DE LA SONDA
6336	12	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 24 CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL.	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 24 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL.	INCLUSIÓN DE DIMENSIONAL SOBRE GROSOR DE LA SONDA
7740	20	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 120 CMS EN ASA.	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 120 CMS EN ASA.	PERMANECE IDÉNTICA. se modifica otro producto con código duplicado
7741	21	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA ROMA, CILINDRICA. 2.4.1.1.1. (50 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. sobre	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA ROMA, CILINDRICA. 2.4.1.1.1. (50 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS.	El producto se encuentra duplicado con el número 7740 DEBE ASIGNARSE OTRO CÓDIGO POR EL DEPTO DE INFORMÁTICA
10683	29	ESPACIADOR DE SILASTIC DE 4 MM. DE DIÁMETRO., OVAL O REDONDO, PARA SUSTITUCIÓN DE TENDONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Cánula	<b>CÓDIGO 10638:</b> ESPACIADOR DE SILASTIC DE 4 mm. DE DIÁMETRO., OVAL O REDONDO, PARA SUSTITUCIÓN DE TENDONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	MODIFICACIÓN permite superar duplicación de código <b>10683</b>
7904	32		<b>CÓDIGO 7904:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR DE AGUJA, RECTO, AISLADO, 10 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 0.8 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8763:</b> ELECTRODO ACTIVO EN ASA DE TUNGSTENO, PARA PROCEDIMIENTO LLETZ DE 15 X 12 MM. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código



*Handwritten signature*

2

CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
7904	32		<b>CÓDIGO 8764:</b> ELECTRODO ACTIVO EN ASA DE TUNGSTENO, PARA PROCEDIMIENTO LLETZ DE 20 X 12 MM. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8765:</b> ELECTRODO ACTIVO EN ASA DE TUNGSTENO, PARA PROCEDIMIENTO LLETZ DE 20 X 15 MM. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8546:</b> ELECTRODO ACTIVO EN PUNTA BOLA DE TUNGSTENO DE 3MM, PARA PROCEDIMIENTO LLETZ. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8547:</b> ELECTRODO ACTIVO EN PUNTA BOLA DE TUNGSTENO DE 5 MM, PARA PROCEDIMIENTO LLETZ. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8753:</b> ELECTRODO EN EXTENSIÓN EN ESPÁTULA DE GANCHO, DE 28 CM, PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8754:</b> ELECTRODO EN EXTENSIÓN EN ESPÁTULA EN "L", DE 28 CM, PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8752:</b> ELECTRODO EN EXTENSIÓN DE ESPÁTULA RECTA, DE 28 CM, PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8548:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE BOLA, LONGITUD DE 5.3 CM. COMPATIBLE PARA USO CON UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8549:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD D ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, LONGITUD DE 6.2 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8766:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE AGUJA, LONGITUD DE 7.2 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8767:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA. LONGITUD DE 16.5 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código

*me*



CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
7904	32		<b>CÓDIGO 8511:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA. LONGITUD DE 6.9 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8512:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE BOLA. LONGITUD DE 6.9 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8513:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE AGUJA. LONGITUD DE 16.5 CM, CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8510:</b> ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) CON CABLE, SIN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACIÓN DEL GENERADOR DE FALLA DE CONTACTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8509:</b> ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 10 A 12 X 17 A 19 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	32		<b>CÓDIGO 8508:</b> ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 14993:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, LONGITUD DE 10.16 CM, CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, O POLÍMERO HOMÓLOGO. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 7017:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, LONGITUD DE 6.99 CM, CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9984:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA, CON MANGA AISLANTE DEL ELECTRODO, RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. LONGITUD DE 16.5 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9985:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE AGUJA, LONGITUD DE 7.2 CM, CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9986:</b> ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA. LONGITUD DE 10.1 CM. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código

CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
7904	33		<b>CÓDIGO 9958:</b> ELECTRODO BIPOLAR MODIFICADO, CON CABLE, PARA PINZA LIGASURE. TAMAÑO PEQUEÑO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9959:</b> ELECTRODO BIPOLAR MODIFICADO, CON CABLE, PARA PINZA LIGASURE. TAMAÑO MEDIANO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9960:</b> ELECTRODO BIPOLAR MODIFICADO, CON CABLE, PARA PINZA LIGASURE. TAMAÑO GRANDE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9961:</b> ELECTRODO BIPOLAR MODIFICADO, CON CABLE, PARA PINZA LIGASURE. CON ÁNGULO DE 90 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9962:</b> ELECTRODO ACTIVO BIPOLAR EN BAYONETA, DE 19.5 CM DE LONGITUD, PUNTA ROMA DE 1 MM, AISLADO CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 8748:</b> CABLE PARA ELECTRODO BIPOLAR PARA PINZA UTILIZABLE EN EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA VALLEYLAB.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9963:</b> CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE PARA EQUIPO VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9964:</b> CABLE PARA ELECTROCIRUGÍA PARA LAPAROSCOPIA, MONOPOLAR, DE ALTA FRECUENCIA, COMPATIBLE PARA EQUIPO ERBE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 6979:</b> CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA), CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, PARA EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA VALLEYLAB.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 8762:</b> DISPOSITIVO LIMPIADOR ABRASIVO, PARA INSTRUMENTAL ELECTROQUIRURGICO (PUNTA DE LÁPIZ DE ELECTROCAUTERIO), AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código



CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
7904	33		<b>CÓDIGO 8760:</b> LÁPIZ CON ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON FUNCIONES DE CORTE, COAGULACIÓN Y ASPIRACIÓN DE HUMO PARA AMIGDALECTOMÍA CON CÁNULA FLEXIBLE, PUNTA DE ESPÁTULA, CON RECUBRIMIENTO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O POLÍMERO HOMÓLOGO. COMPATIBLE PARA USO EN UNIDAD VALLEYLAB. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 8768:</b> LÁPIZ ELECTROQUIRURGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE, SIN CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 8759:</b> LAPIZ CON ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR ANGULADO, PARA USO EN ARTROSCOPIA, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN. DE 12 A 15 CMS DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 8507:</b> LÁPIZ ELECTROQUIRURGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 6987:</b> PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACION DE 360 GRADOS. PARA PUERTO DE 10 MM. 37 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9954:</b> PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACION DE 180 GRADOS. PARA PUERTO DE 5 MM. 37 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9955:</b> PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, TIPO MARYLAND ANGULADA, ROTACION CONTINUA. PARA PUERTO DE 5 MM. 32 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9956:</b> PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN; DE 16.5 CMS DE LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM, COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
7904	33		<b>CÓDIGO 9957:</b> PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA; DE 20 CMS DE LONGITUD, PARA CORTE Y SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 MM. CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. COMPATIBLE PARA UNIDAD LIGASURE. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.	El grupo de elementos de MATERIAL DE ELECTROCIRUGÍA por error técnico se publicó con un mismo código
10683	35	FAJA CON TIRANTES PARA ADULTO, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESION GRADUADA, HIPOALERGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE.	FAJA CON TIRANTES PARA ADULTO, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESION GRADUADA, HIPOALERGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE.	PERMANECE IDÉNTICO. El código 10683 se encuentra duplicado POR ERROR. ESTE SE CORRIGE CON el 10638
6364	36	CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 ( 80MM), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSION DE VIA AEREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE.	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. <u>Columna Unidad de Despacho: CÁNULA</u>	CANULA DE MAYO No.8 EN PAG. 10 bajo código 6180



CÓDIGO	PAGINA	DICE	DEBE DECIR	OBSERVACIONES
14724	38	MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE	OMITIR ESTA DESCRIPCIÓN EN ESTE CÓDIGO	MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR EN PAG. 37 bajo el código 9726
14724	38	TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.	TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO. TAMAÑO ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. <u>Columna Unidad de Despacho: Tienda</u>	QUEDA EL CÓDIGO SÓLO PARA ESTA DESCRIPCIÓN.
8097	40	ACIDO TRICLOROACETICO AL 50%, GALÓN	ACIDO TRICLOROACETICO AL 50%, ENVASE 200 - 300 ml. <u>Columna Unidad de Despacho :Frasco</u>	Por disponibilidad del mercado

